

Bitte nehmen Sie bei grösseren Bestellungen mit uns Kontakt auf.

**Laborflaschen + Zubehör**

**Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, KLAR, mit PP-Kappe und Ring (blau)**

Reagent bottle with GL-thread, clear, with PP-cap and ring (blue)

**Cat. No. 2070 M**

**TP: 1270; ISO: 4796-1**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414501050	50	32	46	91	10	3.800	2,95
632414321100	100	45	56	105	10	2.340	1,95
632414321250	250	45	70	143	10	1.400	2,20
632414321500	500	45	86	181	10	720	2,65
632414321940	1.000	45	101	230	10	490	4,35
632414321950	2.000	45	136	265	10	240	8,45
632414321956	5.000	45	181	336	6	96	47,55
632414321966	10.000	45	227	416	1	42	104,35
632414321968	20.000	45	288	512	1	25	172,60
632414321972	25.000	45	315	556	1		169,70

**Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, BRAUN LASIERT, mit PP-Kappe und Ring (blau)**

Reagent bottle with GL-thread, amber coated, with PP-cap and ring (blue)

**Cat. No. 2070 H**

**TP: 1270; ISO: 4796-1**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414511050	50	32	46	91	10	3.800	8,55
632414345100	100	45	56	105	10	2.340	8,05
632414345250	250	45	70	143	10	1.400	9,85
632414345500	500	45	86	181	10	720	14,95
632414345940	1.000	45	101	230	10	490	17,35
632414345950	2.000	45	136	265	10	240	24,15
632414345956	5.000	45	181	336	6	96	90,35
632414345966	10.000	45	227	416	1	42	159,45
632414345968	20.000	45	288	512	1	25	213,95
632414345969	25.000	45	315	556	1		229,35

**Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, KLAR, mit PTFE-Kappe inkl. Silikondichtung und ETFE-Ring (rot)**

Reagent bottle with GL-thread, clear, with PTFE-cap incl. silicone lid and ETFE-ring (red)

**Cat. No. 2070 R**

**TP: 1270; ISO: 4796-1**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414xxxxxx	50	32	46	91	10	3.800	<i>Preis folgt</i>
632414321101	100	45	56	105	10	2.340	6,80
632414321251	250	45	70	143	10	1.400	7,00
632414321501	500	45	86	181	10	720	7,40
632414321941	1.000	45	101	230	10	490	9,00
632414321951	2.000	45	136	265	10	240	11,40

632414321957	5.000	45	181	336	6	96	48,80
632414321967	10.000	45	227	416	1	42	101,45
632414321969	20.000	45	288	512	1	25	178,35
632414321973	25.000	45	315	556	1		175,55

### Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, KLAR, ohne Kappe und Ring

Reagent bottle with GL-thread, clear, without cap and ring

#### Cat. No. 2070 O

TP: 1270; ISO: 4796-1

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414504050	50	32	46	91	10	3.800	2,00
632414315100	100	45	56	105	10	2.340	1,35
632414315250	250	45	70	143	10	1.400	1,55
632414315500	500	45	86	181	10	720	2,05
632414315940	1.000	45	101	230	10	490	3,80
632414315950	2.000	45	136	265	10	240	7,20
632414315956	5.000	45	181	336	6	96	47,00
632414315966	10.000	45	227	416	1	42	103,85
632414315968	20.000	45	288	512	1	25	171,50
632414315969	25.000	45	315	556	1		168,65

### Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, KLAR, ECKIG, mit PP-Kappe und Ring (blau)

Reagent bottle with GL-thread, clear, square shape, with PP-cap and ring (blue)

#### Cat. No. 2080 M

TP: 1270

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414812500	500	80	94 x 94	139	10		7,15
632414812940	1.000	80	105 x 105	185	10		8,45
632414812950	2.000	80	115 x 115	258	10		13,00
632414812956	5.000	80	160 x 160	357	6		83,60

### Laborgewindeflasche mit GL-Gewinde, BRAUN LASIERT, ECKIG, mit PP-Kappe und Ring (blau)

Reagent bottle with GL-thread, amber coated, square shaped, with PP-cap and ring (blue)

#### Cat. No. 2080 M/H

TP: 1270

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414825500	500	80	94 x 94	139	10		27,55
632414825940	1.000	80	105 x 105	185	10		31,35
632414825950	2.000	80	115 x 115	258	10		42,20
632414925956	5.000	80	160 x 160	357	6		190,30

### Sicherheitslaborflasche mit GL-Gewinde, KLAR, mit PP-Kappe und Ring (blau)

Reagent bottle with GL-thread, clear, plastic coated, with PP-cap and ring (blue)

#### Cat. No. 2080 M/S

ISO: 4796-1

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
61632414501050	50	32	46	91	10		Preis folgt
61632414321100	100	45	56	105	10		10,20

61632414321250	250	45	70	143	10	11,10
61632414321500	500	45	86	181	10	12,20
61632414321940	1.000	45	101	230	10	16,05
61632414321950	2.000	45	136	265	10	22,50
61632414321956	5.000	45	181	336	6	73,65
61632414321966	10.000	45	227	416	1	138,25
61632414321968	20.000	45	288	512	1	202,30

### Sicherheitslaborflasche mit GL-Gewinde, BRAUN LASIERT, mit PP-Kappe und Ring (blau)

Reagent bottle with GL-thread, amber coated, plastic coated, with PP-cap and ring (blue)

#### Cat. No. 2080 H/S

ISO: 4796-1

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
61632414511050	50	32	46	91	10		<i>Preis folgt</i>
61632414345100	100	45	56	105	10		15,80
61632414345250	250	45	70	143	10		17,20
61632414345500	500	45	86	181	10		23,40
61632414345940	1.000	45	101	230	10		27,75
61632414345950	2.000	45	136	265	10		37,70
61632414345956	5.000	45	181	336	6		114,60
61632414345966	10.000	45	227	416	1		190,35
61632414345968	20.000	45	288	512	1		249,65

### Drucklaborflasche mit GL-Gewinde, KLAR, mit PP-Kappe und Ring (blau), -1/+15 bar

Reagent bottles with GL-thread, clear, with PP-cap and ring (blue), -1/+1,5 bar

#### Cat. No. 2080 T

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632414491940	1.000	45	108	236	10	360	41,00
632414491950	2.000	45	143	266	6	180	49,00

### Vorratslaborflasche mit GL-Gewinde, Bodentubus GL32 und PTFE-Hahn, KLAR, mit PP-Kappe und Ring (blau)

Reagent bottle with GL-thread, outlet GL32 and PTFE-cock, clear, with PP-cap and ring (blue)

#### Cat. No. 2080 V

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632414900940	1.000	32	101	230	12	336	58,90
632414900950	2.000	32	136	265	8	160	62,75
632414900956	5.000	32	181	336	6	96	122,05
632414900966	10.000	32	227	416	1	42	193,70

### Zubehörliste für Laborflaschen / Accessories for reagent bottles

Artikelnummer article number	Artikelbezeichnung article description	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
9180001585	<b>Schraubkappe GL32, PP (blau), mit Lippendichtung, te</b> Screw cap GL 32, PP (blue), with lip seal, heat resistance up to 140°C	10	0,85
9180003430	<b>Schraubkappe GL45, PP (blau), mit Lippendichtung, te</b> Screw cap GL45, PP (blue), with lip seal, heat resistance up to 140°C	10	0,40

9180001588	<b>Schraubkappe GL80, PP (blau), mit Lippendichtung, te</b> Screw cap GL80, PP (blue), with lip seal, heat resistance up to 140°C	10	1,00
	<b>Schraubkappe GL32, PTFE (rot), mit Silikondichtung, te</b> Screw cap GL32, PTFE (red), with silicone lid, heat resistance up to 200°C	10	4,45
9180003421	<b>Schraubkappe GL45, PTFE (rot), mit Silikondichtung, te</b> Screw cap GL45, PTFE (red), with silicone lid, heat resistance up to 200°C	10	4,90
9180001587	<b>Ausgießring GL32, PP (blau), temp-beständig bis 140°C</b> Outlet ring GL32, PP (blue), heat resistance up to 140°C	10	0,15
9180003432	<b>Ausgießring GL45, PP (blau), temp-beständig bis 140°C</b> Outlet ring GL45, PP (blue), heat resistance up to 140°C	10	0,15
9180001589	<b>Ausgießring GL80, PP (blau), temp-beständig bis 140°C</b> Outlet ring GL80, PP (blue), heat resistance up to 140°C	10	0,20
	<b>Ausgießring GL32, ETFE (rot), temp-beständig bis 140°C</b> Outlet ring GL32, ETFE (red), heat resistance up to 140°C	10	0,80
9180003417	<b>Ausgießring GL45, ETFE (rot), temp-beständig bis 140°C</b> Outlet ring GL45, ETFE (red), heat resistance up to 140°C	10	1,10
9180003424	<b>Silikondichtung, temp-beständig bis 200°C</b> silicone lid, heat resistance up to 200°C	10	3,75

## Laborglas Allgemein

### Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form

Beaker with spout, low form

\*Outside the regulation

#### Cat. No. 155

PN: 70 4030; ISO: 3819; DIN: 12331; CSN: 70 4031

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
N632427150005	5	22	30	10	19.320	1,20
N632427150010	10	26	35	10	19.320	1,20
N632427150025	25	34	50	10	6.000	1,00
N632427150050	50	42	60	10	3.630	1,05
N632427150100	100	50	70	10	1.440	1,15
N632427150150	150	60	80	10	2.380	1,45
632417010250	250	70	95	10	1.650	1,40
632417010400	400	80	110	10	1.040	1,65
632417010600	600	90	125	10	700	2,45
632417010800	800	100	135	10	660	2,75
632417010940	1.000	105	145	10	500	2,75
632417010950	2.000	130	185	4	256	4,50
632411010952	3.000	150	210	4	168	20,25
632411010956	5.000	170	270	2	112	28,35
632411010966	10.000 *	217	350	1	42	58,20
632411010968	20.000 *	285	430	1		110,85

### Bechergläser mit Ausguss, hohe Form

Beaker with spout, high form

#### Cat. No. 153

PN: 70 4030; ISO: 3819; DIN: 12331; CSN: 70 4031

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
N632427152025	25	30	55	10	6.000	1,10
N632427152050	50	38	70	10	3.630	1,05
N632427152100	100	48	80	10	1.440	1,15

N632427152150	150	54	95	10	1.440	1,55
632417012250	250	60	120	10	1.690	1,55
632417012400	400	70	130	10	990	1,70
632417012600	600	80	150	10	800	2,00
632417012800	800	90	175	10	630	3,15
632417012940	1.000	95	180	10	540	3,20
632417012950	2.000	120	240	6	288	5,10
632411012952	3.000	135	280	6	150	19,80

### Bechergläser mit Ausguss und Henkel, niedrige Form

Beaker with spout and handle, low form

**Cat. No. 154**

**CSN: 70 4030**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632417011250	250	70	95	6	1.350	2,55
632417011400	400	80	110	6	936	2,70
632417011600	600	90	125	6	660	3,45
632417011940	1.000	105	145	2	480	3,85

### PHILIPS-Becher mit Ausguss, niedrige Form

Beaker PHILIPS with spout, low form

**Cat. No. 161**

**PN: 70 0122**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632411006150	150	57 ; 40	91	10	2.340	8,25
632411006250	250	68 ; 48	110	10	1.690	9,10
632411066500	500	88 ; 61	145	10	800	10,25
632411006940	1.000	112 ; 71	184	10	540	12,85

### Erlenmeyerkolben mit Bördelrand, enghalsig

Flask Erlenmeyer with rim, narrow neck

\*Outside the regulation

**Cat. No. 24**

**PN: 70 4030; ISO: 1773; CSN: 70 4039**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632411119025	25	42 ; 22	75	10	5.940	3,10
632411119050	50	51 ; 22	90	10	4.960	3,10
632417119100	100	64 ; 22	105	10	2.100	1,45
632417119200	200 *	79 ; 34	135	10	990	2,00
632417119250	250	85 ; 34	145	10	900	2,00
632417119300	300 *	87 ; 34	160	10	720	2,55
632417119500	500	105 ; 34	180	10	560	2,75
632417119940	1.000	131 ; 42	220	10	280	3,80
632417119950	2.000	166 ; 50	280	6	150	5,10
632411119952	3.000	187 ; 50	310	6	120	19,70
632411119956	5.000	220 ; 50	365	2	84	31,65
632411119968	20.000	610 ; 380	370	1		84,60

### Erlenmeyerkolben mit Bördelrand, weithalsig

Flask Erlenmeyer with rim, wide neck

\*Outside the regulation

**Cat. No. 25****PN: 70 4030; ISO: 24450; CSN: 70 4039**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632411106025	25 *	42 ; 32	70	10	5.940	3,10
632411106050	50	51 ; 34	85	10	4.960	3,10
632417106100	100 *	64 ; 34	110	10	2.100	1,55
632417106200	200 *	79 ; 50	131	10	990	2,00
632417106250	250	85 ; 50	140	10	900	2,00
632417106300	300 *	87 ; 50	156	10	720	2,55
632417106500	500	105 ; 50	175	10	560	2,55
632417106940	1.000	131 ; 50	220	10	280	3,85
632417106950	2.000 *	153 ; 72	280	6	150	6,35

**Erlenmeyerkolben mit GL-Gewinde**

Flask Erlenmeyer with GL-thread

**Cat. No. 8023 C/GL****TP 12/70; CSN: 70 4030**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426731100	100	25	64	100	10	2.100	6,00
632426731250	250	32	85	140	10	900	7,20
632414941250	250	45	85	150	10	900	3,50
632426731500	500	32	105	175	10	560	8,75
632414941500	500	45	105	185	10	560	4,90
632426731940	1.000	32	131	215	10	280	10,35
632414941940	1.000	45	131	225	10	280	6,65
632414941950	2.000	45	160	290	10	150	8,45

**Erlenmeyerkolben mit GL-Gewinde und Schikanen**

Flask Erlenmeyer with GL-thread, baffled

**Cat. No. 8023 GLS****TP: 12/70**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632414931250	250	45	85	150	10	900	3,55
632414931500	500	45	105	185	10	560	4,90
632414931940	1.000	45	131	225	10	280	6,70
632414931950	2.000	45	160	290	10	150	8,55

**Erlenmeyerkolben mit Normschliff**

Flask Erlenmeyer with SJ

**Cat. No. 8024****ISO: 4797**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426207025	25	14/23	42	70	10	5.940	5,35
632426207026	25	19/26	42	70	10	5.940	5,35
632426207050	50	14/23	51	85	10	4.960	8,05
632426207051	50	19/26	51	85	10	4.960	8,45
632426207052	50	29/32	51	85	10	4.960	6,55
632426207100	100	14/23	64	105	10	2.100	9,50

632426207101	100	19/26	64	105	10	2.100	9,50
632426207102	100	29/32	64	105	10	2.100	7,65
632426207200	200	29/32	79	130	10	990	10,05
632426207252	250	14/23	85	140	10	900	9,95
632426207250	250	29/32	85	140	10	900	6,20
632426207251	250	45/40	85	140	10	900	12,20
632426207300	300	29/32	87	155	10	720	11,10
632426207500	500	29/32	105	175	10	560	7,75
632426207501	500	45/40	105	175	10	560	13,65
632426207940	1.000	29/32	131	215	10	280	14,50
632426207941	1.000	45/40	131	215	10	280	30,85
632426207950	2.000	29/32	166	275	6	150	17,75
632426207951	2.000	45/40	166	275	6	150	20,60
632426207952	3.000	45/40	188	310	6	120	24,85
632426207956	5.000	45/40	220	365	2	84	36,60

### Stehkolben mit Bördelrand, enghalsig

Flask, flat bottom, with rim, narrow neck

#### Cat. No. 10

PN: 70 4030; CSN: 70 4041; ISO: 1773

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411117050	50	51 ; 22	100	10	3.250	5,55
632417117100	100	64 ; 22	110	10	2.100	1,25
632417117250	250	85 ; 34	140	10	900	1,40
632417117500	500	105 ; 34	170	10	560	2,35
632411117940	1.000	131 ; 42	200	10	280	9,80
632411117950	2.000	166 ; 50	250	6	150	14,05
632411117954	4.000	207 ; 50	300	2	72	21,05
632411117958	6.000	236 ; 65	340	2	72	29,30
632411117966	10.000	279 ; 65	400	1	25	45,05

### Stehkolben mit Bördelrand, weithalsig

Flask, flat bottom, with rim, wide neck

#### Cat. No. 18

PN: 70 4030; CSN: 70 4041; ISO: 1773

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411103050	50	51 ; 34	100	10	2.340	5,85
632411103100	100	64 ; 34	110	10	2.100	7,95
632411103250	250	85 ; 50	140	10	900	6,40
632411103500	500	105 ; 50	170	10	560	7,70
632411103940	1.000	131 ; 50	200	10	280	9,95
632411103950	2.000	166 ; 76	250	6	150	14,10
632411103954	4.000	207 ; 76	300	2	72	20,65
632411103958	6.000	236 ; 89	340	2	72	28,15
632411103966	10.000	279 ; 89	400	1	25	44,55

### Stehkolben mit Normschliff

Flask, flat bottom, with SJ

#### Cat. No. 8003

DIN: 12 348



Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	NS SJ	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632426217050	50	14/23	51	100	10	3.250	6,20
632426217051	50	19/26	51	100	10	3.250	6,20
632426217052	50	29/32	51	100	10	3.250	6,45
632426217100	100	14/23	64	110	10	2.100	8,05
632426217101	100	19/26	64	110	10	2.100	8,15
632426217102	100	29/32	64	110	10	2.100	8,20
632426217250	250	29/32	85	140	10	900	9,95
632426217251	250	45/40	85	140	10	900	12,30
632426217500	500	29/32	105	170	10	560	11,45
632426217501	500	45/40	105	170	10	560	13,65
632426217940	1.000	29/32	131	200	10	280	14,05
632426217941	1.000	45/40	131	200	10	280	16,30
632426217950	2.000	29/32	166	250	6	150	17,85
632426217951	2.000	45/40	166	250	6	150	20,75
632426217954	4.000	45/40	207	300	2	72	29,60
632426217958	6.000	60/46	236	340	2	72	37,95
632426217966	10.000	60/46	279	400	1	30	70,75
632426217968	20.000	60/46	345	490	1	16	100,30

### Rundkolben mit Bördelrand, enghalsig

Flask, round bottom, with rim, narrow neck

\*Outside the regulation

#### Cat. No. 15

PN: 70 4030; CSN: 70 4041; ISO: 1773

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411205050	50	51 ; 22	105	10	3.250	5,55
632411205100	100	64 ; 22	115	10	1.920	7,80
632411205250	250	85 ; 34	145	10	900	6,25
632411205500	500	105 ; 34	175	10	560	7,55
632411205940	1.000	131 ; 42	210	10	280	9,85
632411205950	2.000	166 ; 50	260	6	150	13,90
632411205954	4.000	207 ; 50	315	2	72	21,20
632411205956	5.000 *	222 ; 65	330	2		26,80
632411205958	6.000	236 ; 65	355	2	72	29,85
632411205966	10.000	279 ; 65	420	1	25	47,55
632411205968	20.000	345 ; 80	500	1	16	80,25

### Rundkolben mit Bördelrand, weithalsig

Flask, round bottom, with rim, wide neck

#### Cat. No. 19

PN: 70 4030; CSN: 70 4041

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411203050	50	51 ; 34	105	10	2.340	6,25
632411203100	100	64 ; 34	115	10	2.100	7,90
632411203250	250	85 ; 50	145	10	900	6,80
632411203500	500	105 ; 50	175	10	560	8,25
632411203940	1.000	131 ; 50	210	10	280	10,65
632411203950	2.000	166 ; 76	260	6	150	15,15
632411203954	4.000	207 ; 76	315	2	72	22,10



632411203958	6.000	236 ; 89	355	2	72	31,40
632411203966	10.000	208 ; 89	420	1	25	48,65

### Rundkolben mit Normschliff

Flask, round bottom, with SJ

**Cat. No. 8004**

**ISO: 4797**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426219050	50	14/23	51	105	10	3.250	6,20
632426219051	50	19/26	51	105	10	3.250	6,20
632426219052	50	29/32	51	105	10	3.250	6,45
632426219100	100	14/23	64	115	10	2.100	8,10
632426219101	100	19/26	64	115	10	2.100	8,20
632426219102	100	29/32	64	115	10	2.100	8,30
632426219250	250	29/32	85	145	10	900	9,85
632426219251	250	45/40	85	145	10	900	12,30
632426219500	500	29/32	105	175	10	560	11,60
632426219501	500	45/40	105	175	10	560	13,65
632426219940	1.000	29/32	131	210	10	280	14,45
632426219941	1.000	45/40	131	210	10	280	16,30
632426219950	2.000	29/32	166	260	6	150	17,80
632426219951	2.000	45/40	166	260	6	150	20,55
632426219954	4.000	45/40	207	315	2	72	28,65
632426219958	6.000	60/46	236	355	2	72	38,50
632426219966	10.000	60/46	279	420	1	30	67,45

### Kjeldahlkolben mit Bördelrand

Flask Kjeldahl with rim

**Cat. No. 51**

**PN: 70 4049; CSN: 70 4030; DIN: 12 360**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632411210050	50	49 ; 22	200	10	1.260	5,80
632411210100	100	60 ; 34	200	10	1.260	7,65
632411210250	250	81 ; 34	270	10	560	6,95
632411210500	500	101 ; 34	300	10	420	10,00
632411210940	1.000	126 ; 34	350	7	336	11,85

### Kristallierschalen ohne Ausguss

Crystallizing dishes without spout

**Cat. No. 174**

**PN: 70 0121; DIN: 12 337**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
N632412624140	15	40	25	10	10.080	2,40
N632412624150	20	50	30	10	5.800	2,45
N632412624160	40	60	35	10	5.800	3,10
N632412624170	50	70	40	10	4.370	3,55
632411624080	90	80	45	10	2.240	5,90
632411624095	200	95	55	10	1.200	6,25
632411624115	380	115	65	10	9.600	7,10

632411624140	650	140	75	10	600	9,90
632411624190	1.600	190	90	4	384	13,90
632411624230	2.700	230	100	4	196	17,20

### Kristallierschalen mit Ausguss

Crystallizing dishes with spout

#### Cat. No. 175

PN: 70 0121; DIN: 12 337

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
N632412635140	15	40	25	10	10.080	3,00
N632412635150	20	50	30	10	5.800	3,10
N632412635160	40	60	35	10	5.800	3,65
N632412635170	50	70	40	10	4.370	4,20
632411625080	90	80	45	10	2.240	6,70
632411625095	200	95	55	10	1.200	7,20
632411625115	380	115	65	10	800	8,20
632411625140	650	140	75	10	600	11,10
632411625190	1.600	190	90	4	384	15,70
632411625230	2.700	230	100	4	196	18,65

### Abdampfschalen mit rundem Boden und Ausguss

Evaporating dishes, flat bottom, with spout

#### Cat. No. 177

PN: 70 0120

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411604050	15	51	22	10	5.800	6,35
632411604060	35	64	29	10	5.800	7,55
632411604080	90	85	39	10	1.800	7,85
632411604100	180	105	49	10	1.540	8,85
632411604130	400	131	62	10	990	11,50
632411604160	800	166	80	8	432	12,65
632411604200	1.700	206	100	4	336	18,05
632411604230	2.600	235	115	3	147	20,90

### Abdampfschalen mit flachem Boden und Ausguss

Evaporating dishes, round bottom, with spout

#### Cat. No. 179

PN: 70 0121; DIN: 12 337

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632411629040	10	40	20	10	10.080	4,50
632411629050	15	50	25	10	5.800	5,25
632411629060	45	60	30	10	5.800	6,20
632411629070	60	70	32	10	4.370	6,35
632411629080	90	80	35	10	1.800	6,90
632411629095	170	95	40	10	1.200	7,45
632411629115	320	115	50	10	960	9,40
632411629140	600	140	60	10	700	11,35
632411629190	1.500	190	80	4	224	15,50
632411629230	2.500	230	100	3	147	18,40

**Möser mit Pistill, mit Ausguss, INNEN RAU**

Mortar with pestle, with spout, INSIDE ROUGH

**Cat. No. 2230****PN: 70 0080**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632538160080	80	80 ; 50	60	12	1.008	20,10
632538160100	100	100 ; 60	75	12	1.008	23,90
632538160120	120	120 ; 70	90	10	240	29,40
632538160150	150	150 ; 85	110	8	144	39,05
632538160200	200	200 ; 120	135	3	96	58,45

**Möser mit Pistill, mit Ausguss, INNEN GLATT**

Mortar with pestle, with spout, INSIDE GLAZED

**Cat. No. 2231****PN: 70 0080**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632538150080	80	80 ; 50	60	12	1.008	18,60
632538150100	100	100 ; 60	75	12	1.008	22,15
632538150120	120	120 ; 70	90	10	240	27,10
632538150150	150	150 ; 85	110	8	144	36,30
632538150200	200	200 ; 120	135	3	96	54,80

**Tropfflasche mit austauschbarer Pipette, KLAR**

Dropping bottle with SJ, in pipette stopper, clear

**Cat. No. 2016 B**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632425020050	50	14/15	41,5	107 ; 77	30	5.040	6,70
632425020100	100	14/23	51,5	133 ; 103	30	2.880	7,00
632425020250	250	19/26	69,0	161 ; 131	30	1.200	10,30

**Tropfflasche mit austauschbarer Pipette, BRAUN**

Dropping bottle with SJ, in pipette stopper, amber

**Cat. No. 2016 H**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632425023050	50	14/15	41,5	107 ; 77	30	5.040	6,70
632425023100	100	14/23	51,5	133 ; 103	30	2.880	6,95
632425023250	250	19/26	69,0	161 ; 131	30	1.200	8,20

**Gaswaschflasche mit GL-Gewinde, nach Drechsler**

Bottle gas washing with GL-thread, acc. Drechsler

**Cat. No. 2451**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426205500	500	45	86	176	1		19,55

**Aufsatz für Gaswaschflasche mit GL-Gewinde und Schlaucholiven, nach Drechsler**

Adaptors for bottle gas washing with GL-thread and side hose, acc. Drechsler

**Cat. No. 2451 N**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	GL	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)				pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632441636111		14	10/26	217	4		13,10

**Gaswaschflasche mit NS 29/32, inkl. Aufsatz, nach Drechsler**

Bottle gas washing with SJ 29/32, incl. Adaptor, acc. Drechsler

**Cat. No. 2450**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426201100	100	8	250 ; 200	10	960	19,70
632426201250	250	8	250 ; 200	10	600	21,40
632426201500	500	8	250 ; 200	10	560	24,50
632426201940	1.000	8	250 ; 200	10	320	26,85

**Gaswaschflaschenunterteil mit NS 29/32, nach Drechsler (neutral)**

Bottle gas washing with SJ 29/32, acc. Drechsler (blank)

**Cat. No. 2450 L/N**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632426201110	100	40	200	10	1.680	8,90
632426201260	250	54	200	10	440	10,65
632426201510	500	75	200	10	770	12,70
632426201950	1.000	110	200	10	280	14,25

**Aufsatz für Gaswaschflasche mit NS 29/32, nach Drechsler**

Adaptor for bottle gas washing with SJ 29/32, acc. Drechsler

**Cat. No. 2450 N**

Artikelnummer	Kapazität (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632441634080	40	8	180 ; 50	10		<i>Preis folgt</i>

**Exsikkatoren****Exsikkator mit Glasknopfdeckel, nach DIN**

Desiccator with glass knob, acc. DIN

**Cat. No. 280 K****ISO: 13 130; DIN: 12 491**

Artikelnummer	Größe (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	size (mm)			pcs/box	pcs/pallet	price/pc
632415280103	100	153 ; 94	191	1	280	40,00
632415280153	150	215 ; 143	261	1	105	58,25
632415280203	200	270 ; 192	311	1	40	75,25
632415280253	250	320 ; 239	363	1	24	108,90
632415280303	300	380 ; 285	438	1	18	172,65

**Exsikkator mit NS 24/29 Ventil nach DIN**

Desiccator with SJ 24/29 and valve, acc. DIN

**Cat. No. 280 T****ISO: 13 130; DIN: 12 491**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415280104	100	153 ; 94	177	1	280	81,00
632415280154	150	215 ; 143	247	1	105	99,15
632415280204	200	270 ; 192	300	1	40	117,65
632415280254	250	320 ; 239	349	1	24	152,00
632415280304	300	380 ; 285	424	1	18	219,25

**Exsikkatorunterteil (nur Glas) nach DIN**

Bottom for desiccator, only glass, acc. DIN

**Cat. No. 280 S****ISO: 13 130; DIN: 12 491**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415280100	100	94 ; 66	113	1		21,60
632415280150	150	143 ; 91	158	1		34,30
632415280200	200	192 ; 119	203	1		46,10
632415280250	250	239 ; 131	238	1		68,85
632415280300	300	285 ; 160	288	1		112,10

**Exsikkatordeckel mit Glasknopf nach DIN**

Lid for desiccator with glass knob, acc. DIN

**Cat. No. 280 V/K****ISO: 13 130; DIN: 12 491**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415280101	100	153	78	1		21,90
632415280151	150	215	103	1		28,30
632415280201	200	270	108	1		34,40
632415280251	250	320	125	1		44,70
632415280301	300	380	150	1		66,45

**Exsikkatordeckel mit NS 24/29 nach DIN**

Lid for desiccator with SJ 24/29, acc. DIN

**Cat. No. 280 V/T****ISO: 13 130; DIN: 12 491**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415280102	100	153	64	1		34,05
632415280152	150	215	89	1		39,85
632415280202	200	270	97	1		47,85
632415280252	250	320	111	1		58,65
632415280302	300	380	136	1		81,25

**Exsikkator mit Kunststoffknopfdeckel, ohne Porzellanplatte**

Desiccator with plastic knob, without porcelain plate

**Cat. No. 262****nicht nach DIN**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262111	100	151		1	140	26,70
632415262161	150	210		1	60	37,80
632415262211	200	269		1	24	52,00
632415262261	250	329		1	12	72,30
632415262302	300	392		1	12	118,80

### Exsikkator mit Kunststoffknopfdeckel, mit Porzellanplatte

Desiccator with plastic knob and porcelain plate

#### Cat. No. 262 D

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415270100	100	151 ; 90		1	140	38,15
632415270150	150	210 ; 140		1	60	53,55
632415270200	200	269 ; 190		1	24	67,15
632415270250	250	329 ; 240		1	12	112,60
632415270300	300	392 ; 290		1	12	162,20

### Exsikkator mit Kunststoffknopfdeckel, mit Glashahn, ohne Porzellanplatte

Desiccator with plastic knob and stopcock, without porcelain plate

#### Cat. No. 262 K

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262112	100	153		1	140	61,70
632415262162	150	213		1	60	75,30
632415262212	200	272		1	24	87,30
632415262262	250	333		1	12	110,45
632415262303	300	395		1	12	159,45

### Exsikkator mit Kunststoffknopfdeckel, mit Glashahn und Porzellanplatte

Desiccator with plastic knob, stopcock and porcelain plate

#### Cat. No. 262 D/K

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415271100	100	151 ; 90		1	140	72,90
632415271150	150	210 ; 140		1	60	103,50
632415271200	200	269 ; 190		1	24	104,35
632415271250	250	329 ; 240		1	12	150,50
632415271300	300	392 ; 290		1	12	202,85

### Exsikkator mit Tubus, Glashahn (NS 24/29), ohne Porzellanplatte

Desiccator with tubes (outlet) and stopcock (SJ 24/29), without porcelain plate

#### Cat. No. 272

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262120	100	153		1		91,50
632415262170	150	213		1		91,40

632415262220	200	272	1	105,90
632415262270	250	333	1	130,80
632415262330	300	395	1	180,25

### Exsikkator mit Tubus, Glashahn (NS 24/29) und Porzellanplatte

Desiccator with tubes (outlet), stopcock (SJ 24/29) and porcelain plate

#### Cat. No. 263 D/K

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415272100	100	151 ; 90		1	140	90,55
632415272150	150	210 ; 140		1	60	119,70
632415272200	200	269 ; 190		1	24	122,20
632415272250	250	329 ; 240		1	12	221,55
632415272300	300	392 ; 290		1	12	245,65

### Exsikkatorunterteil (nur Glas)

Bottom for desiccator, only glass

#### Cat. No. 262 S

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262102	100	151 ; 85	85	1		13,70
632415262152	150	210 ; 105	105	1		19,90
632415262202	200	269 ; 145	145	1		27,55
632415262252	250	329 ; 180	180	1		43,00
632415262320	300	392 ; 200	200	1		74,45

### Exsikkatordeckel ohne Bohrloch (nur Glas)

Lid for desiccator, only glass, unbored

#### Cat. No. 262 V

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262100	100	153	84	1		17,70
632415262150	150	213	96	1		24,35
632415262200	200	272	124	1		30,55
632415262250	250	333	140	1		29,20
632415262310	300	395	141	1		44,50

### Exsikkatordeckel mit Bohrloch (nur Glas)

Lid for desiccator, only glass, bored

#### Cat. No. 262 V/V

nicht nach DIN

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262101	100	153 ; 9	84	1		19,75
632415262151	150	213 ; 9	96	1		29,90
632415262201	200	272 ; 9	124	1		21,85
632415262251	250	333 ; 9	140	1		33,50
632415262311	300	395 ; 9	141	1		49,20



**Exsikkatordeckel mit NS 24/29 (nur Glas)**

Lid for desiccator, only glass, with SJ 24/29

**Cat. No. 272 V****nicht nach DIN**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262121	100	153	83	1		32,95
632415262171	150	213	95	1		39,15
632415262221	200	272	123	1		46,20
632415262271	250	333	139	1		54,50
632415262331	300	395	140	1		69,80

**Exsikkatordeckel mit Kunststoffknopf**

Lid for desiccator with plastic knob

**Cat. No. 262 V/H****nicht nach DIN**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262103	100	153	84	1		13,55
632415262153	150	213	96	1		18,85
632415262203	200	272	124	1		23,75
632415262253	250	333	140	1		31,15
632415262312	300	395	141	1		46,40

**Exsikkatordeckel mit Kunststoffknopf und Glashahn**

Lid for desiccator with plastic knob and stopcock

**Cat. No. 262 K/V/H****nicht nach DIN**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d1 ; d2 (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/pc
632415262110	100	153		1		48,60
632415262160	150	213		1		57,00
632415262210	200	272		1		61,50
632415262260	250	333		1		62,60
632415262313	300	395		1		87,80

**Zubehör für Exsikkatoren / Accessories for desiccators**

Artikelnummer article number	Artikelbezeichnung article description	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
632442652207	<b>Exsikkatorventil NS 24/29 (280 V), nach DIN</b> Desiccator valve SJ 24/29 (280 V), acc. DIN	1	32,00
632441328070	<b>Exsikkatorhahn mit NS 24/29</b> Stopcock for desiccator with SJ 24/29	1	31,40
632441334521	<b>Exsikkatorhahn für Kunststoffknopf, 8mm</b> Stopcock for desiccator with plastic, 8mm	1	35,20
9180000363	<b>Kunststoffknopf (PP), blau, ohne Bohrung</b> plastic knob (PP), blue, unbored	1	1,10
321813754010	<b>Kunststoffknopf (PP), blau, mit Bohrung</b> plastic knob (PP), blue, bored	1	1,90
632921040145	<b>Dichtungseinlage für Hahn 8mm</b> gasket for cock 8mm	1	0,55

641331138101	<b>Porzellanplatte für Exsikkator, nach DIN 12 911, Ø 90n</b> Porcelain plate for desiccator, acc. DIN 12 911; Ø 90mm	1	9,40
641331138201	<b>Porzellanplatte für Exsikkator, nach DIN 12 911, Ø 140</b> Porcelain plate for desiccator, acc. DIN 12 911; Ø 140mm	1	13,65
641331138301	<b>Porzellanplatte für Exsikkator, nach DIN 12 911, Ø 190</b> Porcelain plate for desiccator, acc. DIN 12 911; Ø 190mm	1	23,00
641331138401	<b>Porzellanplatte für Exsikkator, nach DIN 12 911, Ø 235</b> Porcelain plate for desiccator, acc. DIN 12 911; Ø 235mm	1	32,40
641331138501	<b>Porzellanplatte für Exsikkator, nach DIN 12 911, Ø 280</b> Porcelain plate for desiccator, acc. DIN 12 911; Ø 280mm	1	35,55

### Volumenmessgeräte

#### Messkolben, Klasse A, KLAR, Rand aufgetrieben, ohne Stopfen

Flask volumetric, class A, clear, with rim, without stopper

##### Cat. No. 1502 A

ISO: 1042

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	Grenze border	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632431011018	5	0,025	22	70	10	8.800	9,35
632431011019	10	0,025	27	90	10	8.800	5,35
632431011023	25	0,040	40	110	10	5.100	5,50
632431011025	50	0,060	50	140	10	1.890	6,85
632431011030	100	0,100	60	170	10	1.360	9,35
632431011037	200	0,150	75	210	10	770	8,40
632431011038	250	0,150	80	220	10	770	9,20
632431011043	500	0,250	100	260	10	350	10,95
632431011044	1.000	0,400	125	300	10	250	13,65
632431011046	2.000	0,600	160	370	6	240	25,80

#### Messkolben, Klasse B, KLAR, Rand aufgetrieben, ohne Stopfen

Flask volumetric, class B, clear, with rim, without stopper

##### Cat. No. 1502 B

ISO: 1042

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	Grenze border	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632431031018	5	0,05	22	70	10	8.800	5,70
632431031019	10	0,05	27	90	10	8.800	5,20
632431031023	25	0,08	40	110	10	5.100	6,70
632431031025	50	0,12	50	140	10	1.890	6,55
632431031030	100	0,20	60	170	10	1.360	8,90
632431031037	200	0,30	75	210	10	770	8,05
632431031038	250	0,30	80	220	10	770	8,60
632431031043	500	0,50	100	260	10	350	10,45
632431031044	1.000	0,80	125	300	10	250	16,40
632431031046	2.000	1,20	160	370	6	240	24,55

#### Messkolben, Klasse AS, KLAR, mit NS-Glasstopfen

Flask volumetric, class AS, clear, with SJ glass stopper

##### Cat. No. 1503 AS

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
---------------	----------------	----	--------	--------	----------	-----------	-----------

article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431071018	5	7/16	22	70	10	8.800	15,85
632431071019	10	7/16	27	90	10	8.800	11,85
632431071023	25	10/19	40	110	10	5.100	10,30
632431071025	50	12/21	50	140	10	1.890	10,40
632431071030	100	12/21	60	170	10	1.360	12,70
632431071037	200	14/23	75	210	10	770	11,80
632431071038	250	14/23	80	220	10	770	12,35
632431071043	500	19/26	100	260	10	350	15,05
632431071044	1.000	24/29	125	300	10	250	18,50
632431071046	2.000	29/32	160	370	6	240	32,40

### Messkolben, Klasse AS, BRAUN LASIERT, mit NS-Glasstopfen

Flask volumetric, class AS, amber coated, with SJ glass stopper

#### Cat. No. 1503 AS/H

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431371018	5	7/16	22	70	10	8.800	21,35
632431371019	10	7/16	27	90	10	8.800	18,45
632431371023	25	10/19	40	110	10	5.100	17,45
632431371025	50	12/21	50	140	10	1.890	18,40
632431371030	100	12/21	60	170	10	1.360	20,55
632431371037	200	14/23	75	210	10	770	23,35
632431371038	250	14/23	80	220	10	770	24,55
632431371043	500	19/26	100	260	10	420	28,30
632431371044	1.000	24/29	125	300	10	250	36,15
632431371046	2.000	29/32	160	370	6	240	50,25

### Messkolben, Klasse AS, KLAR, mit NS-Glasstopfen und Konformitätszertifikat

Flask volumetric, class AS, clear, with SJ glass stopper and CoC

#### Cat. No. 1503 ASC

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431635018	5	7/16	22	70	10	8.800	16,75
632431635019	10	7/16	27	90	10	8.800	12,70
632431635023	25	10/19	40	110	10	5.100	11,20
632431635025	50	12/21	50	140	10	1.890	11,25
632431635030	100	12/21	60	170	10	1.360	13,70
632431635037	200	14/23	75	210	10	770	12,80
632431635038	250	14/23	80	220	10	770	13,35
632431635043	500	19/26	100	260	10	420	16,15
632431635044	1.000	24/29	125	300	10	250	19,70
632431635046	2.000	29/32	160	370	6	240	33,70

### Messkolben, Klasse A, KLAR, mit Normschliff und Kunststoffstopfen

Flask volumetric, class A, clear, with SJ and plastic stopper

#### Cat. No. 1503 APN

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK

632431622018	5	7/16	22	70	10	8.800	12,45
632431622019	10	7/16	27	90	10	8.800	8,40
632431622023	25	10/19	40	110	10	5.100	7,00
632431622025	50	12/21	50	140	10	1.890	7,30
632431622030	100	12/21	60	170	10	1.360	9,60
632431622037	200	14/23	75	210	10	770	8,60
632431622038	250	14/23	80	220	10	770	9,20
632431622043	500	19/26	100	260	10	350	11,25
632431622044	1.000	24/29	125	300	10	250	14,20
632431622046	2.000	29/32	160	370	6	240	26,40

### Messkolben, Klasse A, KLAR, mit Normschliff, Kunststoffstopfen und Zertifikat

Flask volumetric, class A, clear, with SJ, plastic stopper and CoC

#### Cat. No. 1503 APNC

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431634018	5	7/16	22	70	10	8.800	13,40
632431634019	10	7/16	27	90	10	8.800	9,35
632431634023	25	10/19	40	110	10	5.100	7,85
632431634025	50	12/21	50	140	10	1.890	8,15
632431634030	100	12/21	60	170	10	1.360	10,60
632431634037	200	14/23	75	210	10	770	9,60
632431634038	250	14/23	80	220	10	770	10,25
632431634043	500	19/26	100	260	10	420	12,35
632431634044	1.000	24/29	125	300	10	250	15,40
632431634046	2.000	29/32	160	370	6	240	27,70

### Messkolben, Klasse B, KLAR, mit NS-Glasstopfen

Flask volumetric, class B, clear, with SJ glass stopper

#### Cat. No. 1503 BS

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431091018	5	7/16	22	70	10	8.800	15,20
632431091019	10	7/16	27	90	10	8.800	14,60
632431091023	25	10/19	40	110	10	5.100	12,70
632431091025	50	12/21	50	140	10	1.890	10,15
632431091030	100	12/21	60	170	10	1.360	12,30
632431091037	200	14/23	75	210	10	770	11,45
632431091038	250	14/23	80	220	10	770	12,00
632431091043	500	19/26	100	260	10	350	14,60
632431091044	1.000	24/29	125	300	10	250	17,90
632431091046	2.000	29/32	160	370	6	240	31,15

### Messkolben, Klasse B, mit Normschliff und Kunststoffstopfen

Flask volumetric, class B, clear, with SJ and plastic stopper

#### Cat. No. 1503 BPN

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431642018	5	7/16	22	70	10	8.800	8,60

632431642019	10	7/16	27	90	10	8.800	8,10
632431642023	25	10/19	40	110	10	5.100	8,45
632431642025	50	12/21	50	140	10	1.890	7,00
632431642030	100	12/21	60	170	10	1.360	9,15
632431642037	200	14/23	75	210	10	770	8,25
632431642038	250	14/23	80	220	10	770	8,75
632431642043	500	19/26	100	260	10	350	10,80
632431642044	1.000	24/29	125	300	10	250	13,60
632431642046	2.000	29/32	160	370	6	240	25,15
632431642048	5.000	34/35	217	470	2	56	65,60

### Messkolben, Klasse B, BRAUN LASIERT, mit Normschliff und Kunststoffstopfen

Flask volumetric, class B, amber coated, with SJ and plastic stopper

#### Cat. No. 1503 BPN/H

ISO: 1042

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632431342018	5	7/16	22	70	10	8.800	11,90
632431342019	10	7/16	27	90	10	8.800	12,25
632431342023	25	10/19	40	110	10	5.100	11,25
632431342025	50	12/21	50	140	10	1.890	12,35
632431342030	100	12/21	60	170	10	1.360	14,45
632431342037	200	14/23	75	210	10	770	16,90
632431342038	250	14/23	80	220	10	770	18,05
632431342043	500	19/26	100	260	10	420	21,00
632431342044	1.000	24/29	125	300	10	250	27,95
632431342046	2.000	29/32	160	370	6	240	42,60

### Messzylinder, Klasse A, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, hohe Form, blau graduiert

Cylinder graduated, class A, with hexagonal base and spout, high form, blue graduation

#### Cat. No. 1634 AM

ISO: 4788

Artikelnummer	Kapazität (ml)	Teilung	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	Graduation			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632432110718	5	0,1	12,9	115	10	1.890	5,85
632432110819	10	0,2	15,5	135	10	1.890	5,20
632432110923	25	0,5	21,3	160	10	1.890	5,60
632432111125	50	1,0	26,0	195	10	1.260	5,90
632432111130	100	1,0	31,3	240	1	720	5,40
632432111238	250	2,0	40,7	320	1	384	6,90
632432111343	500	5,0	53,2	380	1	240	9,50
632432111444	1.000	10,0	67,0	465	1	100	16,85
632432111546	2.000	20,0	85,0	535	1	87	26,95

### Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, hohe Form, weiß graduiert

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, high form, white graduation

#### Cat. No. 1634 BB

ISO: 4788

Artikelnummer	Kapazität (ml)	Teilung	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	Graduation			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632432140718	5	0,1	12,9	115	10	1.890	5,40
632432140819	10	0,2	15,5	140	10	1.890	4,95

632432140923	25	0,5	21,3	165	10	1.890	5,25
632432141125	50	1,0	26,0	195	10	1.260	5,80
632432141130	100	1,0	31,3	250	1	720	5,15
632432141238	250	2,0	40,7	330	1	384	6,70
632432141343	500	5,0	53,2	385	1	240	9,30
632432141444	1.000	10,0	67,0	465	1	100	15,70
632432141546	2.000	20,0	85,0	535	1	87	25,40

### Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, hohe Form, braun graduiert

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, high form, amber graduation

#### Cat. No. 1634 BH

ISO: 4788

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	Teilung Graduation	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432150718	5	0,1	12,9	115	10	1.890	5,85
632432150819	10	0,2	15,5	135	10	1.890	5,40
632432150923	25	0,5	21,3	160	10	1.890	5,70
632432151125	50	1,0	26,0	195	10	1.260	6,30
632432151130	100	1,0	31,3	240	1	720	5,60
632432151238	250	2,0	40,7	320	1	384	7,30
632432151343	500	5,0	53,2	380	1	240	10,10
632432151444	1.000	10,0	67,0	465	1	100	17,10
632432151546	2.000	20,0	85,0	535	1	87	27,65

### Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, hohe Form, ohne Graduierung

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, high form, without graduation

#### Cat. No. 1634

ISO: 4788

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432131018	5	12,9	115	10	2.400	3,15
632432131019	10	15,5	135	10	2.400	3,20
632432131023	25	21,3	160	10	2.040	3,35
632432131025	50	26,0	195	10	1.540	3,75
632432131030	100	31,3	240	10	1.080	3,75
632432131038	250	40,7	320	10	560	5,00
632432131043	500	53,2	380	10	420	7,80
632432131044	1.000	67,0	465	5	200	12,55
632432131046	2.000	85,0	535	4	160	19,55

### Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß ohne Ausguss, hohe Form, ohne Graduierung

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base, without spout, high form, without graduation

#### Cat. No. -

ISO: 4788

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432994030	100	31,3	240	10	1.080	3,75
632432994038	250	40,7	320	10	560	5,00
632432994043	500	53,2	380	10	420	7,80
632432994044	1.000	67,0	465	5	200	12,55
632432994046	2.000	85,0	535	4	160	19,55

**Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, niedrige Form, weiß graduiert**

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, low form, with the graduation

**Cat. No. 1645 BB****ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	Teilung Graduation	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432340818	5	0,2	15,5	90	10	3.060	5,05
632432340919	10	0,5	21,3	100	10	2.340	4,75
632432341123	25	1,0	25,0	125	10	2.040	5,00
632432341125	50	1,0	29,9	150	10	1.400	4,25
632432341230	100	2,0	40,7	170	10	720	5,05
632432341338	250	5,0	53,2	235	10	560	7,15
632432341443	500	10,0	67,0	280	8	320	10,30
632432341544	1.000	20,0	85,0	292	5	200	17,20
632432341746	2.000	50,0	105,0	420	6	216	38,25

**Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, niedrige Form, braun graduiert**

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, low form, amber graduation

**Cat. No. 1645 BH****ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	Teilung Graduation	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432350818	5	0,2	15,5	90	10	3.060	5,35
632432350919	10	0,5	21,3	100	10	2.340	5,05
632432351123	25	1,0	25,0	125	10	2.040	5,35
632432351125	50	1,0	29,9	150	10	1.400	4,60
632432351230	100	2,0	40,7	170	10	720	5,45
632432351338	250	5,0	53,2	235	10	560	7,55
632432351443	500	10,0	67,0	280	8	320	10,75
632432351544	1.000	20,0	85,0	292	5	200	16,75
632432351746	2.000	50,0	105,0	420	6	216	38,35

**Messzylinder, Klasse B, mit 6-kt.-Fuß und Ausguss, niedrige Form, ohne Graduierung**

Cylinder graduated, class B, with hexagonal base and spout, low form, without graduation

**Cat. No. 1645****ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432330019	10	21,3	100	10	2.340	4,05
632432330023	25	25,0	125	10	2.040	4,30
632432330025	50	29,9	150	10	1.400	4,30
632432330030	100	40,7	170	10	720	4,90
632432330038	250	53,2	235	10	560	7,00
632432330043	500	67,0	280	8	320	9,90
632432330044	1.000	85,0	292	5	200	15,70

**Mischzylinder, Klasse A, mit NS-Glasstopfen, Ringteilung, blau graduiert**

Cylinder graduated, class A, with SJ glass stopper, all-round scale, blue graduation

**Cat. No. 1652 AMS****ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	NS SJ	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
---------------------------------	-------------------------------	----------	--------	--------	---------------------	-------------------------	------------------------



632432210718	5	10/19	12,9	115	10	2.400	10,45
632432210819	10	10/19	15,5	135	10	2.400	9,75
632432210923	25	14/23	21,3	160	10	2.040	9,90
632432211125	50	19/26	26,0	195	10	1.540	11,90
632432211130	100	24/29	31,3	240	10	960	11,95
632432211238	250	29/32	40,7	320	10	560	19,55
632432211343	500	34/35	53,2	380	10	420	28,00
632432211444	1.000	45/40	67,0	465	4	160	38,45
632432211546	2.000	45/40	85,0	535	3	90	54,30

**Mischzylinder, Klasse A, mit Normschliff und Kunststoffstopfen, Ringteilung, blau graduiert**  
 Cylinder graduated, class A, with SJ and plastic stopper, all-round scale, blue graduation

**Cat. No. 1652 AMPN**

**ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	NS SJ	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432630018	5	10/19	12,9	115	10	2.400	7,35
632432630019	10	10/19	15,5	135	10	2.400	6,70
632432630023	25	14/23	21,3	160	10	2.040	6,90
632432630025	50	19/26	26,0	195	10	1.540	8,35
632432630030	100	24/29	31,3	240	10	960	7,90
632432630038	250	29/32	40,7	320	10	560	12,10
632432630043	500	34/35	53,2	380	10	420	18,90
632432630044	1.000	45/40	67,0	465	4	160	30,65
632432630046	2.000	45/40	85,0	535	3	90	46,00

**Mischzylinder, Klasse B, mit NS-Glasstopfen, Ringteilung, weiß graduiert**

Cylinder graduated, class B, with SJ glass stopper, all-round scale, with the graduation

**Cat. No. 1652 BBS**

**ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	NS SJ	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432240718	5	10/19	12,9	115	10	2.400	8,65
632432240819	10	10/19	15,5	135	10	2.400	9,05
632432240923	25	14/23	21,3	160	10	2.040	9,20
632432241125	50	19/26	26,0	195	10	1.540	11,15
632432241130	100	24/29	31,3	240	10	960	11,20
632432241238	250	29/32	40,7	320	10	560	18,60
632432241343	500	34/35	53,2	380	10	420	26,60
632432241444	1.000	45/40	67,0	465	4	160	35,80
632432241546	2.000	45/40	85,0	535	3	90	50,15

**Mischzylinder, Klasse B, mit Normschliff und Kunststoffstopfen, Ringteilung, weiß graduiert**

Cylinder graduated, class B, with SJ and plastic stopper, all-round scale, with the graduation

**Cat. No. 1652 BBPN**

**ISO: 4788**

Artikelnummer article number	Kapazität (ml) volume (ml)	NS SJ	d (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632432627018	5	10/19	12,9	115	10	2.400	6,45
632432627019	10	10/19	15,5	135	10	2.400	5,95
632432627023	25	14/23	21,3	160	10	2.040	6,20
632432627025	50	19/26	26,0	195	10	1.540	7,65

632432627030	100	24/29	31,3	240	10	960	7,15
632432627038	250	29/32	40,7	320	10	560	11,10
632432627043	500	34/35	53,2	380	10	420	17,55
632432627044	1.000	45/40	67,0	465	4	160	28,05
632432627046	2.000	45/40	85,0	535	3	90	42,40

### Mischzylinder, Klasse B, mit NS-Glasstopfen, Ringteilung, braun graduert

Cylinder graduated, class B, with SJ glass stopper, all-round scale, amber graduation

#### Cat. No. 1652 BHS

ISO: 4788

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632432250718	5	10/19	12,9	115	10	2.400	9,80
632432250819	10	10/19	15,5	135	10	2.400	9,35
632432250923	25	14/23	21,3	160	10	2.040	9,55
632432251125	50	19/26	26,0	195	10	1.540	11,50
632432251130	100	24/29	31,3	240	10	960	11,55
632432251238	250	29/32	40,7	320	10	560	19,00
632432251343	500	34/35	53,2	380	10	420	27,20
632432251444	1.000	45/40	67,0	465	4	160	36,35
632432251546	2.000	45/40	85,0	535	3	90	48,05

### Mischzylinder, Klasse B, mit Normschliff und Kunststoffstopfen, Ringteilung, braun graduert

Cylinder graduated, class B, with SJ and plastic stopper, all-round scale, amber graduation

#### Cat. No. 1652 BHPN

ISO: 4788

Artikelnummer	Kapazität (ml)	NS	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	volume (ml)	SJ			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632432626018	5	10/19	12,9	115	10	2.400	6,70
632432626019	10	10/19	15,5	135	10	2.400	6,25
632432626023	25	14/23	21,3	160	10	2.040	6,50
632432626025	50	19/26	26,0	195	10	1.540	8,00
632432626030	100	24/29	31,3	240	10	960	7,50
632432626038	250	29/32	40,7	320	10	560	11,50
632432626043	500	34/35	53,2	380	10	420	18,05
632432626044	1.000	45/40	67,0	465	4	160	28,60
632432626046	2.000	45/40	85,0	535	3	90	40,70

### Trichter, Filtration

#### Trichter mit kurzem Stiel, im Winkel von 60°

Funnel with short stem, angle 60°

\*nicht nach ISO

#### Cat. No. 2350

ISO: 4798; CSN: 70 4080

Artikelnummer	Größe (mm)	d (mm)	l of stem (r	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	size (mm)			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
N632421001030	30 *	30	30	10	1000	2,15
N632421001031	35	35	35	10	1000	2,15
N632421001041	40 *	40	40	10	1000	2,30
N632421001046	45	45	45	10	1000	2,65
N632421001050	50 *	50	50	10	1000	2,60
N632421001056	55	55	55	10	1000	2,70

N632421001060	60 *	60	60	10	1000	2,85
N632421001071	70 *	70	70	10	900	3,10
N632421001076	75	75	75	10	900	3,55
N632421001081	80 *	80	80	10	900	3,75
N632421001086	85	85	85	10	630	3,95
N632421001100	100	100	100	10	480	4,85
N632421001125	125	125	125	10	240	6,75
N632421001150	150	150	150	10	240	9,55
632413001200	200	200	200	6	240	19,85
632413001250	250	250	250	2	120	27,65
632413001300	300	300	300	2	120	49,20

### Analysetrichter für schnelle Filtration

Funnel, analytical, for quick filtering

**Cat. No. 2354**

**ISO: 4798; CSN: 70 4080**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d (mm)	l of stem (r)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632421052055	55	55 ; 8	150	10	1710	6,75
632421052075	75	75 ; 8	150	10	780	7,65
632421052100	100	100 ; 8	150	10	480	9,05

### Pulvertrichter mit kurzem geradem Stiel

Funnel filling, with short straight end

**Cat. No. 2356**

**PN: 70 0116**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d (mm)	l of stem (r)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632413103050	50	50 ; 20	50	10	2400	5,35
632413103060	60	60 ; 20	60	10	2400	5,40
632413103080	80	80 ; 25	75	10	780	6,15
632413103100	100	100 ; 25	95	10	780	7,80
632413103120	120	120 ; 30	110	10	480	8,30
632413103160	160	160 ; 35	137	10	400	12,00
632413103200	200	200 ; 38	180	6	168	15,55

### Pulvertrichter mit kurzem schrägem Stiel

Funnel filling, with short oblique end

**Cat. No. 2356 S**

**PN: 70 0116**

Artikelnummer article number	Größe (mm) size (mm)	d (mm)	l of stem (r)	Stück/UK pcs/box	Stück/PAL pcs/pallet	Preis/STK price/STK
632413102060	60	60 ; 10	30	10	2400	7,75
632413102080	80	80 ; 12	32	10	780	8,50
632413102100	100	100 ; 15	35	10	780	10,70
632413102150	150	150 ; 32	52	10	400	14,60

### Rippetrichter

Funnel, ribbed

**Cat. No. 2360**

**CSN: 70 4080**

Artikelnummer	Größe (mm)	d (mm)	l of stem (r)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
---------------	------------	--------	---------------	----------	-----------	-----------

article number	size (mm)			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632413004100	105	105 ; 18	80	12	768	7,80
632413004130	138	138 ; 22	90	6	336	9,60
632413004160	170	170 ; 26	120	6	252	13,35
632413004200	210	210 ; 38	140	3	84	22,05
632413004250	250	250 ; 40	155	2	50	34,05

### Saugflasche mit Kunststoffolive und -tubus

Filtering flask, with plastic side hose and plastic tube

#### Cat. No. 2419

**PN: 70 0124; ISO: 6556; DIN: 12 476**

Artikelnummer	Größe (mm)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	size (mm)			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632412021100	100	70 ; 24	105	10	2100	19,85
632412021250	250	85 ; 35	145	10	900	22,50
632412021500	500	105 ; 35	175	8	512	25,05
632412021940	1.000	135 ; 45	230	8	336	33,20
632412021950	2.000	165 ; 60	255	6	150	39,25
632412021952	3.000	170 ; 70	295	6	120	70,10
632412021956	5.000	185 ; 80	360	3	108	82,35
632412021966	10.000	240 ; 80	420	1	49	112,35

### Saugflasche mit Glasolive

Filterung flask, with glass side hose

#### Cat. No. 2420

**PN: 70 0124**

Artikelnummer	Größe (mm)	d (mm)	h (mm)	Stück/UK	Stück/PAL	Preis/STK
article number	size (mm)			pcs/box	pcs/pallet	price/STK
632412022100	100	70 ; 24	105	10	2100	14,20
632412022250	250	85 ; 35	145	10	900	17,95
632412022500	500	105 ; 35	175	8	512	20,55
632412022940	1.000	135 ; 45	230	8	336	29,85
632412022950	2.000	165 ; 60	255	6	150	35,45
632412022952	3.000	170 ; 70	295	6	120	69,90
632412022956	5.000	185 ; 80	360	3	108	82,20
632412022966	10.000	240 ; 80	420	1	49	112,30

**Bitte nehmen Sie bei grösseren Bestellungen mit uns Kontakt auf.**

Prices are in Euro, excl. VAT, delivery ex works Schaffhausen, Switzerland or ex works Gottmadingen, Germany  
Minimal order value € 250.-, Dry Ice + styrofoam packaging surcharge of € 20.- for frozen products

General terms on [www.seraglob.com/terms-en](http://www.seraglob.com/terms-en)